

Технические характеристики **NANO-FIX MEDIC**

Эффективность **NANO-FIX MEDIC** в отношении основных видов плесневых грибов.

№	Вид гриба	Отрицательный контроль (вода)	NANO-FIX MEDIC	
			Концентрир.	1:2
1	<i>Aspergillus niger</i>	-	+	+
2	<i>Aspergillus terreus</i>	-	+++	++
3	<i>Penicillium funiculpsum</i>	-	++	+
4	<i>Penicillium ochro-chloron</i>	-	+++	++
5	<i>Paecilomyces variotti</i>	-	++	+
6	<i>Trichoderma viride</i>	-	+++	+++
- (0 мм*) – отсутствие фунгицидной активности +/- (1-3 мм*) – слабая активность + (3-5 мм*) – умеренная активность			++ (6-10 мм*) – высокая активность +++ (более 10 мм*) – высокая активность *от края диска	

Вывод:

В неразбавленном виде обладает очень высокой активностью в отношении видов *Trichoderma viride*, *Aspergillus terreus*, *Penicillium ochro-chloron*, высокой – в отношении *Penicillium funiculpsum* и *Paecilomyces variotti* и умеренной активностью в отношении *Aspergillus niger*. Фунгицидное действие на вид *Trichoderma viride* сохраняется при разбавлении препарата.